

Gynera Introduce Noul Sistem de Calitate – Matcher™

Introducere

În Clinica GYNERA dorim să ne asigurăm că tot ce este implicat în tratamentul dumneavoastră este identificat cu precizie și maximă siguranță. Aceasta implică etichetarea produselor utilizate cu numele complet, data nașterii și codul dumneavoastră unic de identificare.

Verificarea cu martor

Pentru a asigura rigurozitatea, GYNERA utilizează un sistem de verificare dublă și confirmare cu martor a tuturor etapelor implicate în tratament. Acesta include:

- Identificarea pacientei cu ocazia recoltării de ovocite, transferului de embrioni, inseminării intrauterine
- Etichetarea flaconului de spermă
- Unirea spermatozoizilor cu ovocitele
- Mutarea zilnică a embrionilor între placile cu medii de cultură
- Etichetarea recipientilor utilizați pentru crioprezervarea embrionilor și spermei

și toate celelalte proceduri importante.

Ce este Matcher?

Matcher este un sistem avansat de verificare computerizată, recent implementat la GYNERA și primul de acest tip din România, care asigură cel mai înalt standard de siguranță pentru pacient. Sistemul combină etichetarea sofisticată, codificarea prin cod-bara și tehnologia de scanare pentru a furniza o dovadă fotografică a faptului că toate procedurile implicate în ciclul de tratament sunt identificate și combinate în mod corect. Cu alte cuvinte, toate produsele utilizate în timpul tratamentului (flacoane, plăci, tuburi, ace, medii de cultură, catetere) sunt etichetate, scanate, înregistrate în sistem și comparate cu codul de identificare al pacienților. Sistemul alertează imediat, în caz de identificare sau cuplare neadecvată.

Veti observa vreo diferenta in tratament?

La începutul tratamentului veți primi un card de securitate "Patient ID security card" (de mărimea unui card de credit). Fotografii și codul-bara ale acestui card vor fi utilizate pentru a vă identifica, atunci când veniți în clinică. Vor fi utilizate, de asemenea, pentru o dublă verificare a spermei sau embrionilor, atunci când vi se transferă înapoi, cu ocazia inseminării sau transferului de embrioni în uter.




Ce se întâmplă dacă uitați cardul?

Nu vă faceți griji, întotdeauna avem încă un card în dosarul dumneavoastră medical.



Cum este utilizat Matcher în laborator?

Chiar dacă nu puteți vedea procedurile de identificare și cuplare a probelor în laborator, puteți fi totuși siguri că toate procedurile efectuate în cursul tratamentului dumneavoastră vor fi scanate și păstrate în dosarul medical.



Exista riscuri?

Nici unul. Matcher este un sistem pasiv, ceea ce înseamnă că nu interferă în nici un mod cu ciclul de tratament.

Mai multe informatii?

Dacă doriți mai multe informații despre Matcher, vă rugăm să nu ezitați să întrebați un membru al echipei GYNERA.